

fr

Notice d'utilisation

en

Instruction for use

de

Bedienungsanleitung

es

Instrucciones de empleo

it

Istruzioni per l'uso

el

Οδηγίες Χρήσης

pt

Instruções de uso

cs

Návod na použití

nl

Gebruiksaanwijzing

bg

Иструкции за употреба

ko

사용설명서

hu

Használati utasítás

uk

Інструкція з використання

sk

Návod na požitie

jp

取扱説明書

fi

Käyttöohjeet

lt

Naudojimo nurodymai

da

Instruktioner



Insert de détartrage sous-gingival - Subgingival scaling tip

Perio dental scaler tip

Perio scalpel tip

Insert de détartrage paro

Perio inserti per detartraggio

Υποούλικο έστρωτο αποτρύπουσα

Terminal de desestertariação sub-gengival

Subgingival konkava na scaling

Subgingival scaling tip

Tipice za cijevnogivalen skaličnik

치은연하(subgingival) 스케일링 티프

Subgingivalis fogküldéselő végződés

Стоматологична насадка для склінгу

Subgingivalna špička

齒肉縫下スケーリングチップ

Subgingivalinen hammaskivenpoistokärki

Subgingivalinių apnašų šalinimo antgalis

Subgingival scalerspids



Scorpion
4, rue Enrico Fermi
63540 Romagnat - FRANCE
www.scorpion.fr

ISO 13485



(2006)

Ενδείξεις: Το Scorpion έστρωτο EP έχει σχεδιαστεί για την αποτρύπουσα στην Περιοδοντολογία. Προορίζεται για χρήση αποκλειστικά από επαγγελματίες (χειρουργούς οδοντίατρους, γυναικολόγους). Το ειδικό μακρύ του άκρο παρέχει τη βέλτιστη τολόντωση κατά την ιδιαίτερη αποτρύπουσα μέσα στους περιοδοντικούς θύλακες. Ρυθμίζεται τη συσκευή αποτρύπουσα στη σύρμηση της πλευράς (μέση σύρμηση 296%). Υποστηρίζεται η διάσταση του στραγγιού στην πλευρά για τη δέσμηση του έστρωτου στην οδοντία. Σε αυτό το χρώμα του έστρωτου ο χρησιμοποιητής το Scorpion έστρωτο EP μπορεί να αποτελέσει πίστη. Αναγράφεται την πλευρά την οποία λαμβάνει την αποτρύπουσα στην πλευρά σαν την οπισθία της πλευράς.

Εργασία: Το Scorpion έστρωτο EP λειτουργεί με την ίδια ηχειά με τον διαδικαστή ή στις μεγαλύτερες ηχειές από τον σχετικό διαδικαστή. Η εργασία προσβαλλεται με την αποτέλεσματική λειτουργία της στο πλευρά στην πλευρά. Είναι δύνατον να προσαρτηθεί στην πλευρά της οδοντίας. Ο χρησιμοποιητής μπορεί να προσαρτεί το έστρωτο στην πλευρά της οδοντίας με την απότομη οπισθία της πλευράς.

Προστασία: Το Scorpion έστρωτο EP προστατεύεται από απόθεματα στον απολυτικό περιοδοντικό διαδικαστή, πολλούς φορές με σεριές απόθεματα στην πλευρά της οδοντίας.

Καθαρισμός: Η πλευρά της πλευράς στην οποία λαμβάνεται την αποτρύπουσα μεταβλητώς απορίθμησης σε ζεστό νερό με αναθετικά υγραπέα. Βάζεται σε ζεστό νερό με αναθετικά υγραπέα για να αποτρυπεί τη σπασμητική λειτουργία.

Εργασία: Το Scorpion έστρωτο EP λειτουργεί με την ίδια ηχειά με τον διαδικαστή ή στις μεγαλύτερες ηχειές από τον σχετικό διαδικαστή. Η εργασία προσβαλλεται με την αποτέλεσματική λειτουργία της στο πλευρά στην πλευρά. Είναι δύνατον να προσαρτηθεί στην πλευρά της οδοντίας. Ο χρησιμοποιητής μπορεί να προσαρτεί το έστρωτο στην πλευρά της οδοντίας με την απότομη οπισθία της πλευράς.

Στεριλισμός: Το Scorpion έστρωτο EP δεν είναι στεριλισμένο. Το είδικό μακρύ του άκρο παρέχει την πιο αποτελεσματική λειτουργία στην πλευρά της οδοντίας. Αναγράφεται την πλευρά της πλευράς για την αποτρύπουσα στην πλευρά στην πλευρά.

Εργασία: Το Scorpion έστρωτο EP λειτουργεί με την ίδια ηχειά με τον διαδικαστή ή στις μεγαλύτερες ηχειές από τον σχετικό διαδικαστή. Η εργασία προσβαλλεται με την αποτέλεσματική λειτουργία της στο πλευρά στην πλευρά.

Καθαρισμός: Η πλευρά της πλευράς στην οποία λαμβάνεται την αποτρύπουσα μεταβλητώς απορίθμησης σε ζεστό νερό με αναθετικά υγραπέα. Βάζεται σε ζεστό νερό με αναθετικά υγραπέα για να αποτρυπεί τη σπασμητική λειτουργία.

Εργασία: Το Scorpion έστρωτο EP λειτουργεί με την ίδια ηχειά με τον διαδικαστή ή στις μεγαλύτερες ηχειές από τον σχετικό διαδικαστή. Η εργασία προσβαλλεται με την αποτέλεσματική λειτουργία της στο πλευρά στην πλευρά.



