

RÉDUCTEUR DE BRUITS STRIDENTS
DENTAIRE

MAGiC
SONIC





AMORTISSEUR DE PRESSION ACOUSTIQUE

MAGIC SONIC est constitué de 3 résonateurs qui réduisent la pression acoustique dans la plage de fréquences autour de 6000 Hz.

L'environnement sonore et la perception des sons de la parole restent inchangés pour le confort des chirurgiens-dentistes, hygiénistes, assistant(e)s et patients.

MAGIC SONIC ne crée pas d'effet d'occlusion (sensation d'oreille bouchée).



BREVETÉ

Fabriqué en France



Le coffret
contient :



**MAGIC
SONIC**

x 4



Cordons

x 2



SCORPION, 4 rue Enrico Fermi
63540 Romagnat - FRANCE

Distribué en France par GÉNERIQUE INTERNATIONALE, 77 rue Pierre Brossolette - 93160 Noisy le Grand
Tél : 01 43 03 06 84 - www.generiqueinternational.com