




Insert de
détartrage




Indicateur
visuel d'usure

La pointe des inserts Scorpion est recouverte d'une couche de Nitrure de Titane (TiN) de 2 μm . D'une dureté quatre fois supérieure à l'acier, elle prolonge la durée de vie de votre instrument. Quand la pellicule de couleur dorée a disparu, votre insert doit être changé pour maintenir l'efficacité et le confort de votre patient

Finesse




Insert Scorpion




Autre insert

La finesse de la pointe permet un accès sans difficultés aux espaces inter proximaux

Puissance



Insert Scorpion



Autre insert

Une forte cavitation est garantie même avec un détartreur de faible puissance

CLiP
& INSERT-i

Safe Implant Cleaner

Nettoyez les implants et restaurations sans changer d'insert !



CLiP x 5

+




Insert i

+



Clef dynamométrique


+



CLIPPER

Compatibilité détartreurs

EMS - Woodpecker




Acteon Satelec - NSK varios - DTE



Sirona Sirosonic



Kavo PiezoLux - SonoSoft - Mectron



Kavo SONICflex 2000-2003



W&H Synea-Proxeo NSK Ti-Max S970 - AS2000



Kavo PiezoLED Kavo PIEZOsoft



LM - Amdent



CLiP

Safe Implant Cleaner

- Embout en PEEK, polymère biocompatible haute qualité

- Permet le nettoyage des implants et restaurations
- N'altère pas les surfaces fragiles
- Stérilisable et réutilisable



Insertion et retrait facile grâce au CLIPPER

- Accessoire indispensable pour l'insertion et le retrait du CLiP en toute sécurité
- Visualisation directe de l'usure des CLiPs
- Stérilisable - Peut contenir 5 CLiPs

Adaptable exclusivement sur les inserts Scorpion-i



Inserts universels double fonction

Détartrage supragingival - Nettoyage des surfaces fragiles avec le CLiP

Système de fixation du CLiP breveté

Indicateur visuel d'usure + efficacité longue durée

Disponible
en kit*



CLiP x 5

+




Insert i

+



Clef dynamométrique

+



CLIPPER

Sauf CLiP-KITS  et  contiennent 10 CLiPs + insert i + CLIPPER

* Ou séparément - CLiPs disponibles en sachets de 5



4 rue Enrico Fermi - 63540 Romagnat - FRANCE

E-mail: contact@scorpion.fr

Web: www.scorpion.fr



Distribué en France par



77 rue Pierre Brossolette - 93160 Noisy Le Grand - FRANCE

Tel: +33(0) 143 030 684 - Fax: +33(0) 143 031 598

E-mail: generinter@aol.com

Web: www.generiqueinternational.com

